



TYPES DE CIRCUITS RESPIRATOIRES



Circuit simple monobranché (Tuyau pour circuits respiratoires Rüsh®)	Circuit à valve expiratoire monobranché (Intersurgical circuit respiratoire smoothbore avec valve d'exhalation)
Pas de fuite	Fuites présente sur le circuit* (valve expiratoire)
<u>UNIQUEMENT</u> masque à fuite (raccord coudé transparent)	Masques sans fuites (raccord coudé bleu) Raccord annelé (trachéotomie)
Pas de particularité lors du branchement	Faire attention lors du branchement, la valve expiratoire et la valve de pression sont à brancher à 2 endroits différents sur le respirateur

NB : une évacuation de l'air expiré dans le circuit est indispensable pour éviter l'inhalation du CO₂ expiré:

- Circuit simple monobranché = fuites au niveau de l'interface
- Circuit à valve expiratoire monobranché = fuite au niveau de la valve expiratoire





CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE

DEPARTEMENT DE PNEUMOLOGIE

Dr R. BARTHES - Dr J. SOLER – C. MARTIN – S. LOPPINET – Pr F. CHABOT

Version 2 - Mai 2020

Cas particulier du circuit double branche = évacuation de l'air expiré via la branche expiratoire

