

# VNI COVID-19

Fiche 2- Version 15 avril 2020



Liste des consommables pour réaliser les montages recommandés par le GAVo<sup>2\*</sup>

## Ventilation Niveau 3 Double branche sans fuite


Ex: Astral 150, PB560, Elysée 150 ...

Nom	Fabricant	Réf. fabricant	Cdtnmt	Photo
Circuit double branche Astral	ResMed	21303		
Circuit double branche sans piège à eau	Intersurgical	5000000	Boite de 12	
Filtre bactériologique (Jaune)	Intersurgical	1644000	Boite de 100	
Filtre HME (vert - humidif.)	Intersurgical	1541000		
Raccord enrichissement Oxygène (machine)	ResMed	24971		
Raccord enrichissement Oxygène (Circuit)	Intersurgical	1963000	Boite de 25	



\*Figure 2

Montage sans fuite et valve expiratoire interne avec filtres antibactériens/antiviraux sur le circuit inspiratoire et sur le circuit expiratoire



\*Figure 5

Montage alternatif sans fuite en cas de manque de filtres antibactériens/antiviraux: 1 filtre uniquement sur le circuit expiratoire