



CHECK LIST PATIENT DEPEN

Date :	Horaires	8h	toilette / autres	12h	14h	nursing / autres
VENTILATEUR 1						
Le patient est branché sur un ventilateur « support de vie »	*	*	*	*	*	*
Le ventilateur est branché sur secteur et l'écran affiche un branchement sur secteur	*	*	*	*	*	*
Le ventilateur passe en batterie s'il est débranché du secteur	*			*		
L'alarme déconnexion est testée et sonne en moins de 20s	*			*		
Le ventilateur est bien à l'extérieur ou dans sa sacoche dite de « fonctionnement »	*			*		
VENTILATEUR 2						
Le patient dispose d'un 2ème ventilateur « support de vie » dans la chambre	*			*		
Le 2ème ventilateur est branché sur secteur et l'écran affiche un branchement sur secteur	*			*		
Les tuyaux sont branchés sur le 2ème ventilateur	*			*		
le 2ème ventilateur s'allume et démarre la ventilation si demandé	*			*		
BALLON						
un ballon autoremplisseur est dans la chambre prêt à l'emploi	*			*		
CANULE						
Une canule de rechange ET un raccord annelé sont disponibles dans la chambre	*			*		
STIMULATEUR DIAPHRAGMATIQUE						
Une batterie de secours est en charge en permanence dans la chambre (<i>Artrostim</i>) ou d'avance dans la malette (<i>NeurX</i>)	*			*		
Nom IDE/AS(IDE) /.....(AS)	(IDE) /.....			

* Valider l'ensemble des items par "OK"

ogie



Date : 27/01/14 Rédacteurs
 : Drs Gonzales -Morelot-Panzini
 C.Lamouroux (IDE)
 F.Périgault (CS)
 Validation : Pr Similowski N.Nion
 (CSup.)

DANT VENTILATION

18h	22h	nursing / autres	2h	6h
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
	*			
	*			
	*			
	*			
	*			
	*			
	*			
	*			
	*			
	*			
	*			
.....(AS)(IDE) /.....(AS)			